



Гомогенизатор лопаточный НХ

Лопаточный блендер, также известный как стерильный гомогенизатор, может использоваться для непосредственного извлечения бактерий из твердых образцов. Просто поместите исходный образец (большой необходимо разрезать на блоки размером 10 x 10 мм) и растворитель в стерильный пакет для образца, затем поместите пакет для образца в гомогенизатор ударного типа, который проходит через лопастное молотковое давление, вызывая колебания, ускоряя перемешивание, чтобы достичь состояния равномерного распределения микробного состава в растворе, что может завершить обработку образца. Эффективно разделяет гомогенные образцы микроорганизмов, содержащихся внутри и на поверхности твердых образцов, гарантируя, что все образцы смешаны в стерильных пакетах. Применение: пищевая микробиология, анализ тканей животных, биологических образцов, гомогенизация, обработка косметики, мяса, рыбы, овощей, фруктов. Обработка; Лекарственные препараты, клинические, молекулярные исследования, обнаружение токсинов и бактерий и другие области.

Характеристики продукта

Большой ЖК-дисплей, простота эксплуатации и возможность сохранения нескольких рабочих программ;
Интеллектуальное управление, возможность регулировки постоянной скорости и времени;
Прозрачное стеклянное окно для удобства наблюдения, полностью открывающаяся дверца, легко чистится;
Отсутствует контакт между образцом и гомогенизатором. При отсутствии утечки образца очистка не требуется;
Мягкая однородность, отсутствие загрязнений, повреждений, нагрева, стерилизации и мытья посуды;
Отличная звукоизоляция.

Технические параметры

Модель	HX-4	HX-4M	HX-4GM		
Режим отображения	Большой ЖК-дисплей				
Эффективный объем (мл)	3~400				
Размер стерильного пакета (см)	17*30				
Скорость постукивания (раз/сек)	3~12				
Материал лопатки	Нержавеющая сталь + антикоррозионное покрытие				
Ширина зазора для лопатки	Регулировка от 0 до 50 мм				
Режим запуска	Плавный пуск				
Функция защиты от защемления	С функцией автоматической остановки и защиты от защемления				
Таймер	От 0,1 до 99 минут 59 секунд или непрерывная работа				
Функция паузы	да				
Диапазон регулирования температуры (°C)	Нет	От КТ до 60 С			
Функция дезинфекции	Нет	УФ (253,7 нм)			
Другое	Съёмное окно + защитная дверца из закалённого стекла				
Питание	AC 220В, 50 Гц				
Внешние размеры	460*250*330 мм				
Вес	24 кг	25 кг			

Пакет для стерилизации

Зачем использовать стерилизационные пакеты?




Одновременная гомогенизация и фильтрация образца, быстрое поглощение фильтрата, отсутствие частиц, отсутствие ожидания осаждения, отсутствие засорения пипетки.

В процессе гомогенизации фильтр блокировал примеси, и концентрация бактерий по обе стороны фильтра оставалась постоянной, что не только

повышало точность, но и ускоряло скорость

подсчёта.



Правильное использование стерильного гомогенизатора осуществляется следующим образом:

1. Поместите образцы в стерилизационный пакет;
2. Откройте дверцу гомогенизатора и зажмите отверстие стерильного пакета, прежде чем закрыть дверцу гомогенизатора;
3. Задайте программу использования (например, скорость, время и т. д.) для выполнения процесса гомогенизации;
4. После эксперимента откройте дверцу гомогенизатора и отберите образцы.




Операции по хранению можно легко выполнять в стенде:

Полиолефин и образцы взрослых для гомогенизатора

Только для вертикальной эксплуатации



Отбор проб и гомогенизация производятся в одном и том же мешке:



Наименование:
Поддон для воды
Артикул: 20050003
Материал:
Нержавеющая
сталь



Наименование:
Пакет для
стерилизации
Артикул: 20050004
Характеристики:
17*30 см,
100 шт. в упаковке



Наименование:
Кронштейн из
нержавеющей
стали 304
Артикул:
20050002
Применение:
можно разместить
10 образцов
Размер: 33 * 21,5 *
17 см



Наименование:
Пакет для
стерилизации
Артикул:
20050005
Характеристики:
17*30 см,
100 шт. в упаковке



Наименование:
Кронштейн для
распыления
металла
Артикул:
20050001
Применение:
можно разместить
5 образцов



Наименование:
Пакет для
стерилизации
Артикул:
20050006
Характеристики:
19*30 см
Объём: 400 мл, 50
шт. в упаковке

