

Лабораторная мельница JFSD



Когда проводит физико-химический анализ качества зерна, независимо от того, проводится ли анализ содержания воды или элементов питания, образцы должны сначала пройти измельчение. JFSD — 70 Laboratory Mill может помочь вам решить эту процедуру.

Изготовлены из высококачественной легированной стали, которая прошла сложную обработку и техническую термическую обработку и имеет более высокую твердость поверхности, чем HV800. Таким образом, инструмент пригоден и долговечен с чрезвычайной твердостью поверхности и внутренней прочностью.

	JFSD 70	JFSD 100	JFSD 100 II
Максимальная подача	150 г	50 гр	50 гр
Скорость вращения	960 об/мин	1400 об/мин	2800 об/мин
Диаметр мельницы	70 мм	100 мм	
Диаметр сита		Ø 1,0; 1,5; 2,0	Ø 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0
Питание	AC 220 В, 50 Гц		
Мощность	250 Вт	180 Вт	370 Вт
Габариты	404 × 330 × 397 мм	280 × 280 × 170 мм	
Вес	19 кг	12,5 кг	13 кг

