

HEMATOLOG KAZAKHSTAN

Моноклональные антитела для типирования групп крови
и препараты для судебно-медицинской экспертизы
Производства «Гематолог» РФ
03.12.2020г.

| Артикул | Наименование | Единица измерения | Цена, тг. | Назначение, срок годности, сведения о регистрации |
|--|---|--|-----------|--|
| Эритрогест™ - Цоликлоны для клинической и трансфузиологической практики | | | | |
| Эритрогест™ - Цоликлоны для определения АВО-принадлежности | | | | |
| 0001 | Эритрогест™. Цоликлоны Анти-А | Флакон капельница 10мл-№10 1уп/10фл | 9 805 | Для определения группы крови по системе АВО. Срок годности 2 года РУ: РК-ИМН-5№010455 |
| 0002 | Эритрогест™. Цоликлоны Анти-В | Флакон капельница 10 мл-№10 1уп/10фл | 9 805 | Для определения группы крови по системе АВО. Срок годности 2 года РУ: РК-ИМН-5№010455 |
| 0003 | Эритрогест™. Цоликлоны Анти-АВ | Флакон капельница 5 мл-№10 1уп/10фл | 8 912 | Для определения группы крови по системе АВО. Срок годности 2 года. РУ: РК-ИМН-5№010455 |
| Эритрогест™ - Цоликлоны для определения антигенов системы Резус и Келл | | | | |
| 0004 | Эритрогест™. Цоликлоны Анти-D Супер (IgM) | Флакон капельница 5 мл-№20 1уп/20фл | 22 102 | Для определения резус фактора крови человека. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№010454 |

| | | | | |
|--|---|---|--------|---|
| 0005 | ЭритроТест™- Цоликлоны Анти-D (IgG) NEW | Флакон капельница 5 мл-№10 1уп/10фл | 10 839 | Для выявления антигена D (Rh1) системы Резус в эритроцитах человека, в том числе и его слабых вариантов D ^u . Определяет большинство типов слабых вариантов антигенов D. Срок годности 2 года. РУ: РК-ИМН-5№017593 |
| 0006 | ЭритроТест™ - Цоликлоны Анти - СЕ Супер | Флакон капельница 5 мл - №10 1уп/10фл | 31 945 | Для типирования крови человека. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№010456 |
| 0007 | ЭритроТест™- Цоликлоны Анти-Е Супер | Флакон капельница 5 мл-№10 1уп/10фл | 19 331 | Для типирования крови человека. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№010456 |
| 0008 | ЭритроТест™- Цоликлоны Анти - С Супер | Флакон капельница 5 мл - №10 1уп/10фл | 19 331 | Для типирования крови человека. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№010430 |
| 0009 | ЭритроТест™- Цоликлоны Анти-с Супер | Флакон капельница 5 мл-№10 1уп/10фл | 51 951 | Для типирования крови человека. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№010456 |
| 0010 | ЭритроТест™- Цоликлоны Анти-е Супер | Флакон капельница 5 мл-№10 1уп/10фл | 51 951 | Для типирования крови человека. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№010456 |
| 0011 | ЭритроТест™- Цоликлоны Анти- Kell Супер | Флакон капельница 5 мл-№10 1уп/10фл | 22 447 | Для Kell типирования крови человека. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№010456 |
| Набор реагентов для антиглобулинового теста (ЭРИТРОТЕСТ™-АНТИ-ИГ) | | | | |
| 0012 | ЭРИТРОТЕСТ™- АГС «для пробы Кумбса» NEW | Флакон капельница 2 мл-№10 1уп/10фл | 9 379 | Антиглобулиновая сыворотка для проведения пробы на индивидуальную совместимость донора и реципиента, для тестирования сыворотки больного на наличие иммунных антител, для типирования крови с помощью реагентов, содержащих неполные антитела, для проведения прямой пробы Кумбса с целью обнаружения аутосенсibilизации эритроцитов. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№017592 |

| | | | | |
|--|---|---|--------|--|
| 0013 | ЭРИТРОТЕСТ™- LISS NEW | Флакон капельница 10 мл-№10 1уп/10фл | 2 512 | Раствор низкой ионной силы – раствор LISS служит для ускорения реакции (рН 7,2), рекомендуется использовать при определении резус-принадлежности крови и совместимости крови донора и реципиента с помощью непрямого антиглобулинового теста. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№017592 |
| Наборы ЭритроТест™ - Цоликлонов для экспресс-диагностики групп крови и проведения проб на совместимость | | | | |
| 0014 | ЭРИТРОТЕСТ™- ИммуноКонтроль «полибренный тест» NEW | Набор (20 тестов): 1. Планшеты 3-луночные– 20 шт; 2. Раствор 1 – 1 фл./15 мл; 3. Раствор 2– 1 фл./4 мл; 4. Раствор 3– 1 фл./4 мл; 5. Положительный контроль– 1 фл./1,5мл; 6. Флакон для отрицательного контроля – 1 шт; 7. Палочки для перемешивания – 40 шт; 8. Пипетка одноразовые – 20 шт. 9. Инструкция по применению -1 шт. | 14 709 | Для определения совместимости крови донора и реципиента и выявления аллоиммунных антител. Разработан на основе хорошо известного в мировой практике <i>полибренного теста</i> . Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014765 |
| 0015 | ЭРИТРОТЕСТ™- ЭкспрессКонтроль NEW | Набор (индивидуальная упаковка): 1. Карточка ЭРИТРОТЕСТ™-ЭкспрессКонтроль -1шт 2. Пипетка с дозированным объемом капли- 2 шт. 3. Палочка для смешивания крови с реагентом -7 шт. 4. Инструкция по применению -1шт. | 1 256 | Для претрансфузионного определения группы и АВО совместимости крови донора и больного. Одновременное применение обоих Наборов ЭкспрессКонтроль и ИммуноКонтроль способствует увеличению степени иммунологической безопасности гемотрансфузий у Ваших больных. Срок годности 2года. РУ: РК-ИМН-5№014767 |
| 0016 | ЭРИТРОТЕСТ™- ГРУППОКАРТ NEW | Набор (индивидуальная упаковка): 1. Карточка ЭРИТРОТЕСТ™-ГРУППОКАРТ – 1 шт.; 2. Пипетка с дозированным объемом капли – 1 шт; 3. Скарифikator стерильный – 1 шт. 4. Палочка для смешивания крови с реагентом – 5 шт; 5. Инструкция - 1шт | 1 067 | Простая тест система для экспресс - определения АВО и Резус принадлежности крови человека в полевых условиях. Определение занимает 3 мин. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014825 |

**ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ (Судебно Медицинские)
для выявления антигенов систем АВО (Н), MNSs в крови и слюне
в судебно-медицинской практике**

NEW

| | | | | |
|------|--------------------------------------|---------------|-------|---|
| 0017 | ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ Анти-А | Стек. Фл./5мл | 7 740 | Для определения антигена А ₁ и А ₂ . Срок годности 1 год РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0018 | ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ Анти-В | Стек. Фл./5мл | 7 740 | Для определения антигена В и его слабые варианты. Срок годности 1 год РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0019 | ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ Анти-Н аб | Стек. Фл./5мл | 7 740 | Для определения антигена Н на эритроцитах и в слюне. Срок годности 1 года РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0020 | ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ Анти-Н н/аб | Стек. Фл./5мл | 7 740 | Для определения антигена Н только на эритроцитах. Срок годности 1 года РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0021 | ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ Анти-Н кра | Стек. Фл./5мл | 7 740 | Для определения антигена Н в слюне с помощью реакции ингибирования агглютинации. Срок годности 1 года РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0022 | ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ Анти-М | Стек. Фл./5мл | 7 740 | Для определения М антигена эритроцитов в реакции агглютинации. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0023 | ЭритроТест™-Цоликлоны-СМ Анти-Н | Стек. Фл./5мл | 7 740 | Для определения N антигена эритроцитов в реакции агглютинации. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0024 | ЭритроТест™-Цоликлоны СМ Анти-Асл | Пласт. Фл/5мл | 714 | Для определения антигена А1 и А2 и более слабые варианты антигена А - Аз, Ах. Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014766 |
| 0025 | ЭритроТест™-Цоликлоны СМ Анти-А1 | Пласт. Фл/5мл | 2 143 | Для определения антигена А ₁ . Срок годности 1 год. РУ: РК-ИМН-5№014766 |

Антивидовые сыворотки для судебной медицины NEW

| | | | | |
|------|---|-------------------|--------|---|
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови человека | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови человека. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки человека в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови крупного рогатого скота | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови крупного рогатого скота. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки крупного рогатого скота в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови свиньи | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови свиньи. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки свиньи в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови лошади | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови лошади. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки лошади в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови птицы | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови птицы. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки птицы в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови собаки | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови собаки. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки собаки в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови кошки | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови кошки. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки кошки в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови мелкого рогатого скота | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови мелкого рогатого скота. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки мелкого рогатого скота в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|--------|---|
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови рогатого скота | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови рогатого скота. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки рогатого скота в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| 0026 | Антисыворотка против белков сыворотки крови лося | стек. фл./1мл № 1 | 14 835 | Кроличьи антитела к антигенам белков сыворотки крови лося. В судебной медицине для исследования материала на присутствие белков сыворотки лося в реакциях кольцепреципитации или преципитации в агаровом геле. Срок годности 1 год. |
| Расходный материал | | | | |
| | Планшет пластиковый 80-луночный для реакции агглютинации | уп/20 шт | 14 630 | Для определения групп крови методом прямой реакции агглютинации. Планшеты имеют круглые лунки (7x6) со слегка вогнутой поверхностью, внут. d 18 мм. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой. Срок не ограничен. Не подлежит регистрации. |
| | Планшет пластиковый 42-луночный для реакции агглютинации, белый | уп/20 шт | 18 123 | |
| | Планшет пластиковый 42-луночный для реакции агглютинации, прозрачный | уп/20 шт | 18 123 | |
| | Палочки для перемешивания в лунках | уп/500 шт | 4 207 | Палочки для перемешивания в лунках. Срок не ограничен. Не подлежит регистрации. |

AG Medical Company
Authorized representative of Hematolog in Kazakhstan
79/A, Pyatnitsky Street, 050042 Almaty, Republic of Kazakhstan
Tel: + 7 727 250-17-88, Fax: + 7 727 250-10-21
e-mail: inform@hematolog.kz
web: www.hematolog.kz

Индивидуальный подход! Гибкая система скидок! Информационная поддержка!