

XVIII

Открытое Акционерное Общество
«Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»

НАБОР
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

ПАСПОРТ

1. Назначение

Набор военно-медицинский стоматологический предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом.

Исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Набор предназначен для специализированной медицинской помощи.

2. Технические данные

Габаритные размеры набора в упаковке (380x200x110) мм.
(510x220x110) мм.

Масса набора ($9 \pm 0,5$) кг.

3. Комплект поставки

В комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

Таблица

Наименование	Кол-во, шт.
Упаковочное место №1	
Кипятильник дезинфекционный П-40-1	1
Чехол для кипятильника П-40-1	1
Укладка матерчатая унифицированная №1	1
Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1	4
Зажим с кремальерой для операционного белья	4
Зеркало носовое с длиной губок 40 мм	1
Зеркало стоматологическое диаметром 22 мм	2
Зонд зубной изогнутый	1
Иглодержатель общехирургический легированный, 160	1
Иглодержатель общехирургический легированный, 200	1
Игольник металлический	1
Крючки пластинчатые парные по Фарабефу	1
Крючок хирургический острый трехзубый № 2	1
Корнцанг изогнутый	1
Ложка костная двухсторонняя острая	1
Ложка костная острая малая жесткая	1
Ложка ушная острая большая жесткая	1
Ложка ушная острая малая жесткая	1
Ножницы для коронок вертикально-изогнутые	1

Наименование	Кол-во, шт.
Ножницы для металла	1
Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 140 мм	1
Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6	1
Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5	3
Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8	2
Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5	4
Роторасширитель с кремальерой длиной 190мм	1
Упаковочное место №2	
Укладка матерчатая унифицированная №1	1
Укладка матерчатая шторная	1
Чехол для упаковок	1
Скальпель брюшистый средний СБ 150х40	2
Скальпель глазной остроконечный средний СО 130х20	1
Скальпель глазной брюшистый средний СБ 140х30	1
Скальпель остроконечный средний Со 150х40	1
Шпатель для языка двухсторонний с круглыми отверстиями	1
Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов нижней челюсти № 33	1
Щипцы со средними губками для удаления корней зуб верхней челюсти № 51	1
Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с узкими губками изогнутые по плоскости	1
Щипцы для удаления моляров нижней челюсти № 22	1
Щипцы крапонные № 1	1
Щипцы крапонные № 2	1
Щипцы штыковидные с узкими овальными губками	1
Элеватор зубной прямой № 3	1
Языкодержатель для взрослых	1
Долото желобоватое изогнутое 4 мм	1

Наименование	Кол-во, шт.
Долото желобоватое 6 мм	1
Долото плоское 4 мм	1
Долото плоское 6 мм	1
Зонд хирургический желобоватый 170 мм	1
Зонд цилиндрический 2-х сторонний для слезного канала № 1-2	1
Игла хирургическая 3В1-0,7х28	10
Игла хирургическая 3В1-1,1х50	10
Игла хирургическая 4А1-0,6х36	10
Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей	1
Молоток стоматологический хирургический с накладкой 27х40,5мм	1
Ножницы прямые 100 мм	1
Проволока АПТ-2 мм (дл. 5 м)	13
Проволока лигатурная 0,35-0,45 мм (дл. 36 м)	4
Распатор Андагского	1
Распатор изогнутый, малый	1
Распатор прямой	1
Рефлектор лобный	1
Роторасширитель винтовой	1
Ручка для зеркала стоматологического	1
Шина назубная ленточная Васильева	20
Экскаватор №3	1
Экскаватор №4	1

4. Сведения о приемке

Набор военно-медицинский стоматологический соответствует ТУ 9437-031-07610776-00 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

00. 09. 2014

Штамп ОТК



5. Сведения о приемке

Условия хранения 2 (С).

Срок защиты 5 лет при сроке транспортирования до 1 месяца.

Дата консервации

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации набора - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения набора – 5 лет.

7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от $+40^{\circ}\text{C}$ до -5°C и относительной влажности воздуха 60% при температуре -20°C .

Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

8. Подготовка к работе

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(120\pm 4)^{\circ}\text{C}$ в течение (45 ± 5) мин.

Изделия, входящие в набор, подвергаются предстерилизационной очистке моющим раствором «Биолот» в следующей последовательности:

1. предварительное ополаскивание под проточной водой в течение $(0,5\pm 0,1)$ мин.
2. замачивания в моющем растворе при температуре $(40\pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течение (15 ± 1) мин. при полном погружении.
3. мойка в течение $(0,5\pm 0,1)$ мин.
4. ополаскивание под проточной водой в течение (3 ± 1) мин.
5. ополаскивание дистиллированной водой в течение $(0,5\pm 0,1)$ мин.
6. просушивание горячим воздухом при температуре $(85\pm 2-10)^{\circ}\text{C}$ до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию изделий проводит сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(180\pm 2-10)^{\circ}\text{C}$ в течение (60 ± 5) мин.

9. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 606120 г. Ворсма, Нижегородская обл., ул. Ленина, 86.