

НАБОР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ  
**НА-11**

паспорт

Набор ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ предназначен для поставки в районы с умеренным, холодным и общим климатом.  
Исполнение О 4.2 ГОСТ 15150-69.

Набор предназначен для производства оториноларингологических операций.

### 1. Технические данные

1.1 Габаритные размеры набора в упаковке: не более 510x245x250 мм.

1.2 Масса набора: не более 10 кг.

### 2. Комплект поставки

В каждый комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

| №                     | Наименование изделия   | Кол. |
|-----------------------|--|------|
| УПАКОВОЧНОЕ МЕСТО № 1 |  |      |
| УКЛАДКА № 1           |  |      |
| 1.                    | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1                      | 6    |
| 2.                    | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1                         | 6    |
| 3.                    | Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый 1              | 6    |
| 4.                    | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» изогнутый по плоскости        | 6    |
| 5.                    | Зажим с кремальерой для операционного белья                            | 6    |
| 6.                    | Иглодержатель общий хирургический, 160 мм                              | 2    |
| 7.                    | Ножницы для разрезания носовых раковин горизонтально-изогнутые, 160 мм | 1    |
| 8.                    | Ножницы остроконечные прямые длиной 100 мм                             | 1    |
| 9.                    | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм                     | 2    |
| 10.                   | Ножницы хирургические с одним острым концом, длиной 140 мм             | 1    |
| 11.                   | Петля полипная носовая   | 1    |
| 12.                   | Петля полипная ушная   | 1    |
| УКЛАДКА № 2           |  |      |
| 13.                   | Воронка ушная никелированная № 1                                       | 2    |
| 14.                   | Воронка ушная никелированная № 2                                       | 2    |
| 15.                   | Воронка ушная никелированная № 3                                       | 2    |
| 16.                   | Воронка ушная никелированная № 4                                       | 2    |
| 17.                   | Долото с рифленной ручкой желобоватое, 4 мм                            | 2    |
| 18.                   | Долото с рифленной ручкой желобоватое, 6 мм                            | 2    |
| 19.                   | Долото с рифленной ручкой желобоватое, 8 мм                            | 2    |
| 20.                   | Долото с рифленной ручкой плоское, 4 мм                                | 2    |
| 21.                   | Долото с рифленной ручкой плоское, 6 мм                                | 2    |
| 22.                   | Зеркало гортанное диаметром 21 мм                                      | 2    |
| 23.                   | Зеркало носоглоточное  | 2    |
| 24.                   | Зонд носовой с навивкой  | 3    |
| 25.                   | Зонд ушной пуговчатый Воячека  | 3    |
| 26.                   | Зонд ушной острый Воячека  | 3    |
| 27.                   | Зонд хирургический желобоватый, длиной 170 мм                          | 2    |
| 28.                   | Игла для спинно-мозговой пункции А 12 x 120                            | 1    |
| 29.                   | Игла Куликовского для прокола гайморовой полости                       | 2    |
| 30.                   | Игла хирургическая 3В1-0,7 x 28  | 10   |
| 31.                   | Игла хирургическая 4А1-0,6 x 36  | 10   |
| 32.                   | Игла хирургическая 4А1-0,9 x 36  | 10   |
| 33.                   | Игольник металлический   | 2    |
| 34.                   | Канюля для промывания гайморовой полости                               | 2    |
| 35.                   | Катетер ушной металлический № 2  | 1    |
| 36.                   | Катетер ушной металлический № 3  | 1    |
| 37.                   | Крючок для извлечения инородных тел из уха, длиной 125 мм              | 1    |
| 38.                   | Крючок трахеотомический острый   | 2    |
| 39.                   | Ложка ушная двухсторонняя острая                                       | 1    |
| 40.                   | Нож для вскрытия оболочки опухоли 210 x 6,5 мм                         | 1    |
| 41.                   | Нож-игла парацентезный штыкообразный 175 x 4 мм                        | 1    |
| 42.                   | Пила носовая Воячека   | 1    |
| 43.                   | Пинцет анатомический общего назначения 150 x 2,5 мм                    | 6    |
| 44.                   | Пинцет стоматологический изогнутый 150 x 0,8 мм                        | 1    |
| 45.                   | Пинцет хирургический глазной большой прямой 100 x 0,6 мм               | 2    |
| 46.                   | Пинцет хирургический общего назначения 150 x 2,5 мм                    | 6    |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 47.  | Проволока для ушных полипных петель, в мотках длиной 2 м (моток)   | 2 |
| 48.  | Распатор для отслойки кожи лица изогнутый  | 1 |
| 49.  | Ручка для гортанных, носоглоточных зеркал и ватодержателей   | 1 |
| 50.  | Скальпель брюшистый средний 150 х 40 мм  | 6 |
| 51.  | Скальпель глазной брюшистый средний 140 х 30 мм  | 2 |
| 52.  | Стамеска Воячека желобоватая, шириной 4 мм   | 1 |
| 53.  | Стамеска Воячека плоская, шириной 4 мм   | 1 |
| 54.  | Стамеска Воячека плоская, шириной 6 мм   | 1 |
| 55.  | Элеватор для отделения мягких тканей от костно-хрящевой стенки носовой перегородки, двухсторонний, длиной 200 мм | 1 |
| УКЛАДКА № 3                                    |  |   |
| 56.  | Конхотом со щелевидным отверстием № 2  | 1 |
| 57.  | Корнцанг изогнутый   | 1 |
| 58.  | Крючки пластинчатые парные по Фарабефу ( комплект из 3-х штук)   | 1 |
| 59.  | Крючок хирургический трехзубый острый № 2  | 2 |
| 60.  | Крючок хирургический четырехзубый тупой № 3  | 2 |
| 61.  | Ложка ушная острая большая жесткая   | 2 |
| 62.  | Ложка ушная острая малая жесткая   | 2 |
| 63.  | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые, 230 мм                           | 1 |
| 64.  | Пинцет анатомический общего назначения 250 х 2,5 мм  | 2 |
| 65.  | Шпатель для языка двухсторонний с круглыми отверстиями   | 5 |
| 66.  | Щипцы гортанные для извлечения инородных тел длиной 200 мм   | 1 |
| 67.  | Щипцы для операций на носовой перегородке  | 1 |
| 68.  | Щипцы тампонные носовые  | 1 |
| 69.  | Щипцы тампонные ушные № 2  | 1 |
| 70.  | Щипцы штыковидные с узкими овальными губками   | 1 |
| УПАКОВОЧНОЕ МЕСТО № 2                          |  |   |
| Упаковочная коробка                            |  |   |
| Непосредственно вложено в упаковочную коробку: |  |   |
| 71.  | Зеркало носовое с длиной губок 40 мм   | 4 |
| 72.  | Зеркало носовое с длиной губок 60 мм   | 2 |
| 73.  | Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний  | 1 |
| 74.  | Молоток хирургический металлический с накладкой  | 1 |
| 75.  | Набор инструментов для микроопераций на ухе  | 1 |
| 76.  | Расширитель трахеотомический   | 1 |
| 77.  | Рефлектор лобный   | 1 |
| 78.  | Трубка трахеотомическая металлическая или из пластмассы № 3  | 3 |
| 79.  | Трубка трахеотомическая металлическая или из пластмассы № 4  | 5 |
| 80.  | Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин 2 см <sup>3</sup>                                       | 1 |
| 81.  | Щипцы для операций на придаточных пазухах носа для взрослых  | 1 |
| 82.  | Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с круглыми губками, изогнутые по плоскости                   | 1 |
| 83.  | Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с узкими овальными губками, изогнутые по плоскости           | 1 |
| 84.  | Элеваторы для эндоназального вправления костей носа (комплект)   | 1 |
|  | Паспорт  | 1 |

### 3 Сведения о приемке

3.1 Набор оториноларингологический соответствуют ТУ 9437-290-07613444-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

МАЙ 2019

Штамп ОТК

ОТК  
№ 6

### 4. Сведения о консервации

4.1 Условия хранения «С» для О4.2.

4.2 Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.

### 5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок хранения набора – 5 лет

5.2 Гарантийный срок эксплуатации набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

## 6. Сведения о рекламациях

6.1 Рекламации, в установленном порядке, вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу:  
606131, п.Тумботино, Нижегородской области, Павловского района, ул.Пушкина, д.1  
ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького»

## 7. Хранение

7.1 Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от  $-50^{\circ}$  до  $+40^{\circ}$  С.

## 8. Подготовка к работе

8.1 Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации согласно МУ 287-113.

Дезинфекцию проводят сухим горячим воздухом при температуре  $(120\pm 3)^{\circ}$  С, время выдержки-  $(45+5)$  мин., или кипячением в дистиллированной воде с натрием двууглекислым 2% (пищевая сода) при температуре  $(99\pm 1)^{\circ}$  С, время выдержки 15+5 мин.

Предстерилизационную очистку проводят следующим образом: изделия предварительно ополаскивают в проточной воде и погружают на 15 мин. в раствор моющего препарата «Биолот», концентрация раствора 0,5%,  $t-40^{\circ}$  С или в раствор перекиси водорода с моющим препаратом «Лотос» концентрация 0,5%,  $t-50^{\circ}$  С и время 15 мин. Повторно ополаскивают сначала в проточной воде, затем в дистиллированной. Перед стерилизацией изделия сушат горячим воздухом при  $t-85^{\circ}\pm 5^{\circ}$  С до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию инструментов проводят в воздушном стерилизаторе сухим горячим воздухом с температурой  $160^{\circ}-180^{\circ}$ .