

НАБОР  
ОПЕРАЦИОННЫЙ БОЛЬШОЙ  
ПАСПОРТ

Набор предназначен для поставки в районы с умеренным, холодным и общим климатом.

Исполнение УХЛ 4.2 и О 4.2.

Набор предназначен для оказания квалифицированной хирургической помощи.

### 1. Технические данные

1.1 Габаритные размеры набора в упаковке: 450x220x400

1.2 Масса набора не более 35 кг.

### 2. Комплект поставки

В каждый комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

| Наименование изделий                                                                  | Кол-во    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Упаковочное место № 1</b>                                                          |           |
| Кипятильник дезинфекционный П-40-1                                                    | 1 ✓       |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1                                         | 18 ✓      |
| Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1                                      | 18 ✓      |
| Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2                               | 12 ✓      |
| Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3                               | 4 ✓       |
| Зажим кровоостанавливающий типа «Москито» изогнутый по плоскости                      | 10 ✓      |
| Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине                                  | 10 ✓      |
| Зажим с кремальерой для операционного белья                                           | 10 ✓      |
| Зонд хирургический желобоватый, 170 мм                                                | 1 ✓       |
| Зонд хирургический пуговчатый двусторонний                                            | 1 ✓       |
| Зонд зобный с отверстием                                                              | 1 ✓       |
| Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм                                    | 4 ✓       |
| Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 170 мм                                     | 2 ✓       |
| Ножницы тупоконечные прямые 140 мм, или те же, армированные твёрдым сплавом           | 2 ✓       |
| Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые 185 мм              | 1 ✓       |
| Ножницы с одним острым концом прямые или те же, армированные твёрдым сплавом, 140 мм  | 2 ✓       |
| Расширитель трахеотомический                                                          | 1 ✓       |
| Шпатель нейрохирургический двустор. с шириной р.ч. 8 мм                               | 1 ✓       |
| Шпатель нейрохирургический двустор. с шириной р.ч. 15 мм                              | 1 ✓       |
| Игла лигатурная тупая левая                                                           | 1 ✓       |
| Игла лигатурная тупая правая                                                          | 1 ✓       |
| Крючок хирургический однозубый костный острый                                         | 2 ✓       |
| Крючок хирургический 4-х зубый острый №2                                              | 2 ✓       |
| Крючок хирургический 4-х зубый тупой №2                                               | 2 ✓       |
| Крючки пластинчатые по Фарабефу                                                       | 1 комп. ✓ |
| Крючок трахеотомический острый                                                        | 2 ✓       |
| <b>Упаковочное место № 2</b>                                                          |           |
| Кипятильник дезинфекционный П-40-1                                                    | 1 ✓       |
| Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 230 мм | 1 ✓       |
| Пила проволочная витая                                                                | 6 ✓       |

|                                                                                                                                   |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Распатор реберный с двойным изгибом , левый                                                                                       | 1                    | ✓                |
| Распатор реберный с двойным изгибом правый                                                                                        | 1                    | ✓                |
| Ручки к проволочным пилам                                                                                                         | 1 пара               | ✓                |
| Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой , 240 мм                                                                            | 2                    | ✓                |
| Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый , 235 мм                                                                         | 2                    | ✓                |
| Зажим для почечной ножки, изогн. по радиусу, №1, малый                                                                            | 2                    | ✓                |
| Иглодержатель сосудистый, 200 мм                                                                                                  | 4                    | ✓                |
| Корнцанг изогнутый                                                                                                                | 3                    | ✓                |
| Корнцанг прямой                                                                                                                   | 3                    | ✓                |
| Щипцы кишечные окончатые для взрослых                                                                                             | 1                    | ✓                |
| Щипцы геморроидальные окончатые прямые                                                                                            | 2                    | ✓                |
| Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые)                                                                                   | 1                    | ✓                |
| Зеркало влагалищное двустороннее по Куско № 1, №2, №3                                                                             | 1 комп.              | ✓                |
| Ложка костная двусторонняя острая                                                                                                 | 2                    | ✓                |
| Нож ампутационный большой                                                                                                         | 1                    | ✓                |
| Нож ампутационный малый                                                                                                           | 1                    | ✓                |
| Пинцет анатомический 150 мм.                                                                                                      | 12                   | ✓                |
| Пинцет анатомический 200 мм.                                                                                                      | 4                    | ✓                |
| Пинцет хирургический 150 мм.                                                                                                      | 10                   | ✓                |
| Пинцет хирургический 200 мм.                                                                                                      | 4                    | ✓                |
| Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х3,5                                                                                                | 2                    | ✓                |
| Скальпель брюшистый средний                                                                                                       | 10                   | ✓                |
| Скальпель остроконечный средний                                                                                                   | 2                    | ✓                |
| Молоток металлический с резиновой накладкой средний                                                                               | 1                    | ✓                |
| Пластина для оттеснения внутренностей                                                                                             | 1                    | ✓                |
| Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый                                                                                      | 1                    | ✓                |
| Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей                                                                                   | 1                    | ✓                |
| Распатор прямой                                                                                                                   | 1                    | ✓                |
| Распатор изогнутый малый                                                                                                          | 1                    | ✓                |
| Упаковочное место № 3                                                                                                             |                      |                  |
| Кипятильник дезинфекционный П-40-1                                                                                                | 1                    | ✓                |
| Игла для спинно-мозговой пункции А10-10х90х30                                                                                     | 1                    | ✓                |
| Игла для спинно-мозговой пункции А10-12х120х30                                                                                    | 1                    | ✓                |
| Ложки нейрохирургические острые, овальные                                                                                         | 1 комп.              | ✓                |
| Игольник                                                                                                                          | 3                    | ✓                |
| Иглы хирургические:<br>-изогнутые на 3/8 окружности с трехгранным острием<br>3В1-1,2х55<br>3В1-1,1х50<br>3В1-0,7х28<br>3В1-0,6х20 | 20<br>20<br>20<br>20 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓ |
| Иглы хирургические:<br>-изогнутые на 4/8 окружности с трехгранным острием<br>4В1-1,2х55<br>4В1-1,0х45<br>4В1-0,6х20               | 50<br>20<br>30       | ✓<br>✓<br>✓      |



|                                                                                                                 |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Иглы хирургические:<br>-изогнутые на 4/8 окружности с круглым острием<br>4A1-1,0x45<br>4A1-0,9x36<br>4A1-0,8x32 | 10<br>10<br>5   | ✓<br>✓<br>✓ |
| Иглы хирургические:<br>-изогнутые на 4/8 окружности с круглым острием<br>4A1-0,7x45<br>4A1-0,6x36<br>4A1-0,6x20 | 100<br>50<br>50 | ✓<br>✓<br>✓ |
| Игла хирургическая<br>0A1-0,7x45                                                                                |                 |             |
| Крючок хирургический тупой 4-х зубый № 4                                                                        | 50              | ✓           |
| Трубки трахеотомические № 1,2,3,4,5,6                                                                           | 2               | ✓           |
| Долото с шестигранной ручкой желобоватое, 15 мм                                                                 | По 2 шт.        | ✓           |
| Долото с шестигр. ручкой плоское с одностор. заточкой, 15 мм                                                    | 1               | ✓           |
| Долото с шестигр. ручкой плоское с одностор. заточкой, 25 мм                                                    | 1               | ✓           |
| Щипцы для захватывания кишечной стенки                                                                          | 1               | ✓           |
| Щипцы кишечные окончатые для детей                                                                              | 2               | ✓           |
| Сменные лезвия                                                                                                  | 1               | ✓           |
| Ручки скальпеля                                                                                                 | 10              | ✓           |
| Пинцет хирургический глазной большой, прямой 100x0,6                                                            | 1               | ✓           |
| Кусачки Далагрена для взрослых                                                                                  | 1               | ✓           |
| Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Янсена с удлиненными ручками                                  | 1               | ✓           |
| Ножницы реберные гильотинные                                                                                    | 1               | ✓           |
| Держатель для захватывания и удерживания трубчатых костей мощный                                                | 1               | ✓           |
| Щипцы секвестральные изогнутые №2                                                                               | 1               | ✓           |
| Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые                                                                 | 1               | ✓           |
| Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые                                                              | 1               | ✓           |
| Упаковочное место № 4                                                                                           |                 |             |
| Кипятильник дезинфекционный П-40-1                                                                              |                 |             |
| Кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками                                 | 1<br>1          | ✓<br>✓      |
| Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 60 мм                                                                |                 |             |
| Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 100 мм                                                               | 1               | ✓           |
| Зеркало влагалищное по Дуайену № 4                                                                              | 1               | ✓           |
| Зеркало влагалищное по Дуайену № 5                                                                              | 1               | ✓           |
| Зеркало ректальное двусторчатое со сплошными губками                                                            | 1               | ✓           |
| Зеркало ректальное детское 91 мм                                                                                | 1               | ✓           |
| Зеркало для левой доли печени                                                                                   | 1               | ✓           |
| Зеркало печеночное 100 мм                                                                                       | 2               | ✓           |
| Зеркало по Ричердсону                                                                                           | 1               | ✓           |
| Коловорот                                                                                                       | 2               | ✓           |
| Пила рамочная                                                                                                   | 1               | ✓           |
| Ранорасширитель реешный д/грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм                                      | 1               | ✓           |

|                                                             |         |   |
|-------------------------------------------------------------|---------|---|
| Зажим кишечный жесткий                                      | 2       | ✓ |
| Ложки нейрохирургические овальные жесткие острые (№1,2,3,4) | 1 комп. | ✓ |
| Троакары полостные                                          | 1 комп. | ✓ |
| Эксплуатационная документация                               |         |   |
| Паспорт                                                     | 1 экз.  |   |

### 3. Сведения о приемке

3.1 Набор операционный большой соответствует ТУ 9437-295-07613444-2010 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК



### 4. Сведения о консервации

- 4.1 Условия хранения «Л» для УХЛ4.2 и «С» для О4.2.
- 4.2 Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.

### 5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок хранения набора – 5 лет
- 5.2 Гарантийный срок эксплуатации набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

### 6. Сведения о рекламациях

6.1 Рекламации, в установленном порядке, вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу:

606131, п.Тумботино, Нижегородской области,  
Павловского района, ул. Пушкина, д.1  
ОАО «Медико-инструментальный завод  
им. М. Горького»

### 7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +10° до 45° С и относительной влажности воздуха до 97 %. Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

### 8. Подготовка к работе

8.1 Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации согласно МУ 287-113.

Дезинфекцию проводят сухим горячим воздухом при температуре (120±3)°, время выдержки- (45±5)мин., или кипячением в дистиллированной воде с натрием двууглекислым 2% (пищевая сода) при температуре (99±1)°, время выдержки 15±5 мин.

Предстерилизационную очистку проводят следующим образом: изделия предварительно ополаскивают в проточной воде и погружают на 15 мин. в раствор моющего препарата «Биолот», концентрация раствора 0,5%, t-40° или в раствор перекиси водорода с моющим препаратом «Лотос» концентрация 0,5%, t-50° и время 15 мин. Повторно

ополаскивают сначала в проточной воде, затем в дистиллированной. Перед стерилизацией изделия сушат горячим воздухом при  $t-85^{\circ}\pm 5^{\circ}$  до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию инструментов проводят в воздушном стерилизаторе сухим горячим воздухом с температурой  $160^{\circ}-180^{\circ}$ .