

Инструкция по санитарно-дезинфекционному режиму

Режимы дезинфекции растворами средства «Флорезим»
для палатных отделений ЛПУ неинфекционного профиля, амбулаторных кабинетов поликлиник и стационаров (кроме манипуляционных)

(разработано на основании инструкции № 1/19 по применению средства «Флорезим»)

| Объект | Концентрация, экспозиция | Способ приготовления 1 литра рабочего раствора | Применение |
|---|---------------------------------|---|---|
| Текущая уборка - противобактериальный режим | | | |
| Поверхности (оборудование, мебель, стены, двери, полы) | 0,2% экспозиция 15 минут | 2 мл «Флорезим» 998 мл воды | Протирание, расход 100 мл на кв.м. |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2% - 30 минут | 2 мл «Флорезим» 998 мл воды | Протирание, расход 150 мл на кв.м., после экспозиции – смыть водой |
| | 0,5% - 15 минут | 5 мл «Флорезим» 995 мл воды | |
| Уборочный инвентарь | 1% - 60 минут | 10 мл «Флорезим» 990 мл воды | Замачивание, после экспозиции ополаскивание и сушка |
| | 2,0% - 15 минут | 20мл - 980мл воды | |
| Предметы ухода за больным, не загрязненные кровью | 0,2% - 60 минут | 2 мл «Флорезим» 998 мл воды | Протирание или погружение, после экспозиции ополаскивание и сушка |
| | 0,5% - 30 минут | 5 мл «Флорезим» 995 мл воды | |
| Генеральная уборка – 1 раз в месяц | | | |
| Генеральная уборка | 0,2% 15 минут | 2 мл «Флорезим» 998 мл воды | Протирание, расход 100 мл на кв.м. |
| Изделия медицинского назначения многократного применения | | | |
| Дезинфекция совмещенная с ПСО | 1,5% экспозиция 30 минут | 15 мл «Флорезим» 985 мл воды | Замачивание при полном погружении, затем мойка, ополаскивание и сушка |
| Дезинфекция медицинских отходов класса Б | | | |
| Перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др | 2% экспозиция 60 минут | 20 мл «Дельсан-Дез» 980 мл воды | Замачивание с последующей утилизацией |
| Изделия медицинского назначения однократного применения (шприцы, системы, перчатки и т.д) | 1,5% экспозиция 30 минут | 15 мл «Флорезим» 985 мл воды | Замачивание с последующей утилизацией |

Примечания:

1.Срок годности рабочих растворов 30 дней, растворы для дезинфекции ИМН можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился (при изменении цвета, помутнения раствора и т.п. раствор необходимо заменить).

2.Все емкости с дез.средствами должны быть снабжены крышками, иметь маркировку (наименование, концентрация, назначение средства; дата приготовления, предельный срок годности)

Инструкция по санитарно-дезинфекционному режиму

Режимы дезинфекции растворами средства «Флорезим»
для помещений ЛПУ классов чистоты А и Б (операционные, перевязочные,
родильные залы, процедурные, манипуляционные, стерилизационные и т.д.)
(разработано на основании инструкции № 1/19 по применению средства «Флорезим»)

| Объект | Концентрация, экспозиция | Способ приготовления 1 литра рабочего раствора | Применение |
|---|--------------------------|--|--|
| Текущая уборка <i>противовирусный режим</i> | | | |
| Поверхности (оборудование, мебель, стены, двери, полы) | 0,5% - 60 минут | 5 мл «Флорезим» 995 мл воды | Протирание, расход 100 мл на кв.м. |
| | 1,0% - 30 минут | 10 мл «Флорезим» 990 мл воды | |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5% - 60 минут | 5 мл «Флорезим» 995 мл воды | Протирание, расход 150 мл на кв.м., после экспозиции – смыть водой |
| | 1,0% - 30 минут | 10 мл «Флорезим» 990 мл воды | |
| Уборочный инвентарь | 1,0% экспозиция 30 минут | 10 мл «Флорезим» 990 мл воды | Замачивание, ополаскивание и сушка |
| Предметы ухода за больным | 1,5% - 30 минут | 15 мл «Флорезим» 985 мл воды | Протирание или погружение, ополаскивание и сушка |
| | 2,0% - 15 минут | 20 мл «Флорезим» 980 мл воды | |
| Генеральная уборка – 1 раз в неделю | | | |
| Генеральная уборка | 0,5% - 60 минут | 5мл «Флорезим» 995 мл воды | Протирание, расход 100 мл на кв.м. |
| | 1% - 30 минут | 10мл «Флорезим» 990 мл воды | |
| Изделия медицинского назначения многократного применения | | | |
| Дезинфекция совмещенная с ПСО | 1,5% - 30 минут | 15 мл «Флорезим» 958 мл воды | Замачивание при полном погружении, после экспозиции мойка, ополаскивание и сушка |
| | 2,0% - 15 минут | 20 мл «Флорезим» 980 мл воды | |
| Дезинфекция медицинских отходов класса Б | | | |
| Перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны | 2,0% экспозиция 60 минут | 20 мл «Флорезим» 980 мл воды | Замачивание с последующей утилизацией |
| Изделия медицинского назначения однократного применения | 1,5% экспозиция 30 минут | 15 мл «Флорезим» 985 мл воды | Замачивание с последующей утилизацией |

Примечания:

- Срок годности рабочих растворов 30 дней, растворы для дезинфекции ИМН можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился (при изменении цвета, помутнения раствора и т.п. раствор необходимо заменить).
- Все емкости с дез.средствами должны быть снабжены крышками, иметь маркировку (наименование, концентрация, назначение средства; дата приготовления, предельный срок годности)

Инструкция по санитарно-дезинфекционному режиму

**Режимы дезинфекции растворами средства «Флорезим»
для лабораторий (разработано на основании инструкции № 1/19 по применению средства «Флорезим»)**

| Объект | Концентрация, экспозиция | Способ приготовления 1 литра рабочего раствора | Применение |
|---|---------------------------------|---|--|
| Дезинфекция биологических жидкостей (при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных, грибковых инфекциях) | | | |
| Кровь, сыворотка в емкостях; рвотные массы, остатки пищи, мокрота | 4% экспозиция 60 минут | 40 мл «Флорезим» 960 мл воды | Заливают раствором в соотношении 1:2, после экспозиции - утилизируют |
| Емкости из под крови, сыворотки, выделений (мокрота, фекалии, моча, рвотные массы), остатков пищи | 4% экспозиция 60 минут | 40 мл «Флорезим» 960 мл воды | Замачивают при полном погружении, после экспозиции обрабатывают как ИМН, одноразовую - утилизируют |
| Емкости из-под выделений (моча), жидкость после ополаскивания зева, смывные воды, в том числе эндоскопические | 3,0% экспозиция 60 минут | 30 мл «Флорезим» 970 мл воды | Замачивают при полном погружении, после экспозиции обрабатывают как ИМН, одноразовую - утилизируют |
| Дезинфекция, в т.ч. совмещенная с ПСО, изделий медицинского назначения (ИМН) | | | |
| Изделия медицинского назначения, лабораторная посуда | 1,5% - 30 минут | 15 мл «Флорезим» 985 мл воды | Замачивание при полном погружении, после экспозиции мойка, ополаскивание и сушка |
| | 2,0% - 15 минут | 20 мл «Флорезим» 980 мл воды | |
| Текущая уборка – противовирусный режим | | | |
| Поверхности (оборудование, мебель, стены, двери, полы) | 0,5% - 60 минут | 5 мл «Флорезим» 995 мл воды | Протираение, расход 100 мл на кв.м. |
| | 1,0% - 30 минут | 10 мл «Флорезим» 990 мл воды | |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5% - 60 минут | 5 мл «Флорезим» 995 мл воды | Протираение, расход 150 мл на кв.м., после экспозиции – смыть водой |
| | 1,0% - 30 минут | 10 мл «Флорезим» 990 мл воды | |
| Уборочный инвентарь | 1,0% экспозиция 30 минут | 10 мл «Флорезим» 990 мл воды | Замачивание, ополаскивание и сушка |
| Генеральная уборка – 1 раз в неделю | | | |
| Генеральная уборка | 0,5% - 60 минут | 5мл «Флорезим» 995 мл воды | Протираение, расход 100 мл на кв.м. |
| | 1% - 30 минут | 10мл «Флорезим» 990 мл воды | |
| Дезинфекция медицинских отходов класса Б | | | |
| Перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны | 2,0% экспозиция 60 минут | 20 мл «Флорезим» 980 мл воды | Замачивание с последующей утилизацией |
| Изделия мед. назначения однократного применения | 1,5% экспозиция 30 минут | 15 мл «Флорезим» 985 мл воды | Замачивание с последующей утилизацией |

Примечания:

- 1.Срок годности рабочих растворов 30 дней, растворы для дезинфекции ИМН можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился (при изменении цвета, помутнения раствора и т.п. раствор необходимо заменить).
- 2.Все емкости с дез.средствами должны быть снабжены крышками, иметь маркировку (наименование, концентрация, назначение средства; дата приготовления, предельный срок годности)