



1	 <p>Комплект Plum для промывания глаз в чрезвычайной ситуации.</p>	<p>Время промывания: примерно 7 минут .</p> <ul style="list-style-type: none">• Комплект Plum без корпуса, содержащий флакон pH Neutral с буферным раствором фосфата (концентрацией 4,9 %), 200 мл (код4752) который нейтрализует жидкую среду в глазу после попадания кислот и щелочей, а также Plum Eye Wash для промывания глаз при попадании инородных тел с раствором хлорида натрия (0,9 %), 500 мл (код4604) особенно подходит для оснащения рабочих мест. Комплект оснащен зеркалом и простой инструкцией по применению. Не подходит для рабочих мест с сильным запылением и загрязнением.• Область применения: предназначен для нейтрализации кислот, щелочей (и др. химикатов) при попадании в глаза и на кожу; при попадании инородного тела (пыль, грязь, металлическая и древесная стружка) в глаза.
---	---	---



ИП "ULTRA", Республика Казахстан, 050026 г. Алматы, ул.Богенбай батыра 241, офис 604 А, Свидетельство ИП: Серия 6007 № 0012621, Свидетельство плательщика по НДС: Серия 60001 № 1191563 ИИН 711106401190, [http:// ultra-almaty.satu.kz](http://ultra-almaty.satu.kz)

4604	<p>Средство для промывания глаз. Plum Eye Wash емкостью 500 мл.</p> <p>Время промывания: примерно 5 минут</p> <p>Упаковка : 12 x 500 мл. Флакон содержит стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) для промывания глаз при попадании инородных тел. Укомплектован колпачком эргономичной формы, пылезащитным колпачком и понятными инструкциями. Флакон может быть одноразовым или перезаряжаемым.</p> <p>Срок хранения : 3 года, имеется маркировка CE.</p>	
4752	<p>Средство для промывания глаз. pNeutral емкостью 200 мл.</p> <p>Время промывания: примерно 2 минуты</p> <p>Упаковка : 10 x 200 мл. Небольшой флакон, который можно держать в руке, содержит стерильным буферным раствором фосфата концентрацией 4,9% который нейтрализует кислоты, щелочи и др. химикаты.</p> <p>Комплектуется колпачком эргономичной формы, пылезащитным колпачком и инструкцией. Срок хранения : 3 года, имеется маркировка CE.</p>	