



010000, Астана қаласы, Есіл ауданы,
Корғалжын тас жолы, 13/2 үй
тел.: 8 (7172) 701-703
факс: 8 (7172) 709-670
e-mail: info@rcsa.kz

010000, город Астана, район Есиль,
шоссе Коргалжын, дом 13/2
тел.: 8 (7172) 701-703
факс: 8 (7172) 709-670
e-mail: info@rcsa.kz

06.04.2018 № 20/314

ОТЗЫВ

об успешном применении автоматического наружного дефибриллятора ZOLL AED Plus в двух версиях (учебной и клинической)

В 2016 году «Республиканский центр санитарной авиации» Министерства здравоохранения Республики Казахстан открыл Учебно-тренинговый центр, являющимся высокотехнологичным симуляционным центром, использующим передовые методы обучения и повышения квалификации в области международных стандартов оказания неотложной помощи, отработки техники медицинских манипуляций, обучения адекватному реагированию при неотложных ситуациях. В центре проходят обучение навыкам первой помощи не только медицинские работники, но и лица без медицинского образования.

В рамках социального проекта «НА СЧЕТУ КАЖДАЯ СЕКУНДА!» с целью предотвращения подростковой смертности в столичных школах планируется обучение всех учителей и школьных медработников навыкам первой помощи при внезапной остановке сердца.

Обучение на курсах BLS/AED проводится полноправными тренерами-инструкторами, сертифицированными Европейским советом реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора ZOLL AED Plus в учебной комплектации. Данная модель была выбрана на основании наличия уникальных преимуществ и длительного гарантийного обслуживания до 84 месяца. Только AED Plus можно применять одновременно в качестве учебного и клинического дефибриллятора, подключив соответствующие электроды.

Для повышения выживаемости пострадавшего наряду с автоматической дефибрилляцией важно правильное проведение сердечно-легочной реанимации согласно утвержденному алгоритму Европейского совета по реанимации на глубину компрессий 5-6 см и частотой 100-120 компрессий в минуту. Только в электродах ZOLL AED Plus имеется технология Real CPR HELP, позволяющая контролировать даже обычному человеку вышеуказанные параметры, что в итоге отражается на результатах базовой реанимации.

AED Plus является самым лучшим средством первой помощи для школьных медработников и лиц, без медицинского образования, с целью поддержания жизненных функций пострадавшего учащегося до прибытия первой помощи, так как в единой электродной пластине имеется датчик контроля качества непрямого массажа сердца, который подсказывает на русском языке как проводить компрессии.

Рекомендуется устанавливать в общественных местах в специальных шкафах с обозначениями с критерием 2-х минутной доставки быстрым шагом к пострадавшему. В школах рекомендуется устанавливать в спортзалах, холлах и медпунктах с обучением персонала.

Руководитель
Учебно-тренингового центра

Г. Агыбаев