



Тестер твердости таблеток серий YD

Ручная загрузка, ручное устройство давления

Высокоточный датчик давления, цифровое табло

Последовательное измерение твердости таблеток

Автоматическое отражение и сохранение данных

Автоматический возврат в исходное положение, автоматическое циклическое тестирование

Автоматическое тестирование, автоматическая диагностика и сигнализация

Технические параметры

| | YD-1 | YD-2 | YD-3 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Диапазон измерения твердости | 2 – 199.9 Н | | |
| Погрешность измерения твердости | ±0.5% | | |
| Давление | Ручной | Автомат | |
| Диаметр таблеток | 3 – 20 мм | 3 – 40 мм | |
| Количество таблеток в партии | - | ≤100 штук | |
| Время тестирования | - | ≤20 секунд | |
| Время непрерывной работы | более 24 часов | | |
| Питание | АС 220 В, 50 Гц | | |
| Мощность | 10 Вт | 60 Вт | |
| Габариты | 320 x 200 x 100 мм | 500 x 300 x 160 мм | 400 x 240 x 150 мм |
| Вес | 5 кг | 12 кг | 10 кг |