

Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии «Ультрадар – Мед ТеКо»

Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии «УЛЬТРАДАР-Мед ТеКо», предназначен для лечебного воздействия импульсным

переменным током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения.

Основные преимущества



Совмещение 2х режимов электротерапии в одном аппарате



Таймер, для установления времени процедуры



Технические характеристики

Режимы работы	Дарсонвализация	ультратональная терапия
Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ	в режиме дарсонвализации	8÷25
	в режиме ультратональной терапии	1÷3
Частота следования пачек импульсов в режиме дарсонвализации, Гц		100
Частота заполнения импульсов в режиме дарсонвализации, кГц		110
Частота синусоидального выходного напряжения в режиме ультратональной терапии, кГц		22
Управление		цифровые индикаторы
Диапазон установки таймера, мин		0÷99
Электропитание		220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА		50
Габаритные размеры, мм		не более 110 x 210 x 260
Масса аппарата с электродами, кг		не более 2,5