

Bath Acryl

Средство для чистки акриловых поверхностей и душевых кабин. Концентрат.

Описание:

Кислотное чистящее гелеобразное средство на основе лимонной кислоты. Бережно удаляет с поверхности ржавчину, известковые и другие минеральные отложения. Удаляет неприятные запахи. Замедляет последующее загрязнение за счет образования защитной пленки. Легко смывается. Экологически безопасно. Замерзает, после размораживания возможно изменение цвета и выпадение осадка, чистящие свойства сохраняются.

Назначение:

Для мытья акриловых и других поверхностей, требующих деликатного ухода.

ВНИМАНИЕ! С осторожностью применять на хромированных, нержавеющей, никелированных поверхностях (смесителях и т.д.), не превышать время выдержки и тщательно смывать водой. Не применять на глянцевой и глазурованной плитке, на мраморе.

Область применения:

Средство применяется для мытья душевых кабин, раковин, ванн, требующих бережного ухода, в гигиенических зонах организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, а также в быту.

Способ применения:

Вид уборки	Применение
Ежедневное мытье	Концентрат развести водой в соотношении 1:30- 1:80 (10-30 мл/л). Нанести на поверхность, выдержать 2-5 мин., растереть и смыть водой.
Интенсивная чистка	Нанести концентрат равномерным слоем при помощи щетки, выдержать 15-20 мин. Растереть и смыть водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, лимонная кислота, АПАВ, НПАВ, растворитель, загуститель, парфюмерная композиция, краситель

Значение pH (концентрат): 3,0

Форма выпуска: 1 л, 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 24 месяца (соблюдать условия транспортировки и хранения).

Prosept-Казахстан (ТОО Хуабанг-Казахстан) (www.prosept.kz)

mob. +7 705 1808777, +7 707 8677777, +7 701 8261111,

Prosept-Казахстан. Просто, Быстро, Чисто!