



Duty Universal

Средство для удаления клейкой ленты, клея, наклеек.

Область применения: Средство применяется для чистки объектов в помещениях организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, медицинских, образовательных и иных учреждений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта.

Характеристики: Чистящее средство на основе растворителей. Эффективно удаляет загрязнения (клейкую ленту, клей, маркеры, чернила, нефтепродукты, масло, жиры и жирные отпечатки пальцев, смолы, ксероксный порошок, сажу, копоть и др.). Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр.

Значение pH: $\approx 7,0$

Способ применения:

Удаления следов клейкой ленты, сажи, копоти, клея
Нанести средство на губку или тканевую салфетку. Промокнуть пятно и слегка потереть для проникания средства внутрь. Вытереть поверхность насухо.

Удаления стикеров и наклеек
Нанести средство на губку или тканевую салфетку. Через 5-10 мин вытереть поверхность салфеткой насухо.

Удаления въевшихся загрязнений
Нанести средство на губку или тканевую салфетку. смочить пятно, через 5-10 мин крестообразными движениями очистить поверхность салфеткой. При необходимости обработку повторить.

Обрабатывать небольшими участками во избежание эффекта "ореола".

Состав: D-лимонен, органические растворители, НПАВ<5%.

Меры предосторожности: Используйте защитную одежду, защитные перчатки, защиту глаз/лица. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания – обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. При распылении использовать средства защиты органов дыхания.

Хранение: Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +5 до +25°C.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения)

Свидетельство о гос. регистрации ВУ.70.06.01.015.Е.003731.08.17

Упаковка ТУ 2383-008-58873520-2014

артикул	объем	вид упаковки
123-04	400 мл	аэрозоль